



- Optymalne rozwiązanie dla każdej lecznicy weterynaryjnej
- Wysokiej jakości zdjęcia stomatologiczne
- Intuicyjny ekran dotykowy LCD
- Automatyczne kasowanie płyt obrazowych wielokrotnego użytku
- Nowoczesne oprogramowanie optymalizujące i zarządzające zdjęciami


Szykość i wygoda

Automatyczny podajnik magnetyczny z funkcją "push and go" sprawia, że korzystanie z urządzenia jest bardzo wygodne. Czytnik działa w standardzie DICOM 3.0 i obsługuje pełen zakres rozmiarów płyt obrazowych (0, 1, 2, 3 oraz 4c). Płytki są wielokrotnego użytku i jednocześnie łatwe w stosowaniu.

Optymalne rozwiązanie w pracy

Kompaktowy czytnik meX+dentX pozwala zwiększyć efektywność pracy w każdej lecznicy weterynaryjnej. Dzięki niewielkim rozmiarom oraz wadze 5,5 kg z łatwością zmieści się nawet w niewielkim pomieszczeniu lub gabinetzie zabiegowym.

QuantorDentVet



QuantorDentVet Imaging, to intuicyjne, oprogramowanie do pozyskiwania i zarządzania zdjęciami rtg. Nie wymaga specjalnego przeszkolenia, jednocześnie znacznie usprawnia codzienną pracę. Oprogramowanie można zintegrować z powszechnymi systemami archiwizacji danych.

Specyfikacja

Model	meX+dentX
Oslugiwane rozmiary płyt IP	0, 1, 2, 3, 4c
Rozmiar piksela	35µm (wysoka rozdzielczość)
Rozstaw pikseli (35µm)	14,3 lp/mm
Czas odczytu	4,1 - 7,2 sek.
Rozdzielczość	16-biów na piksel, 65 000 odcieni szarości
System kasowania	Wbudowany
Interfejs	USB 2.0 high-speed (480 Mbps) Ethernet (100Mbps)
Oprogramowanie QuantorDent Imaging	Formaty: DICOM 3.0, TIFF, BMP, JPEG, DICOM
Wymiary	265 (W) x 120 (Sz) x 318 (G) mm
Waga	5,5 kg



Standardowe wyposażenie

- Cztery płyty obrazowe w rozmiarze 2 (31 x 41 mm) + 100 terek higienicznych
- Jedna płyta obrazowa w rozmiarze 4c (48 x 54 mm) + 100 terek higienicznych
- Oprogramowanie QuantorDentVet



Im Erlengrund 20, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0) 208 377 890-0 info@medical-econet.com
f: +49 (0) 208 377 890-55 www.medical-econet.com
facebook.com/medicaleconetgermany
twitter.com/medicaleconet

Dystrybutor



Polrentgen Sp. z o.o.
ul. Skarka z Gór 67/16, 03-287 Warszawa
tel: (22) 855 52 60
e-mail: polrentgen@polrentgen.pl

* Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

